FICHE D'ENTRETIEN

Unit de soins

Easy SAV

VTD
Matériel pédicurie podologie

Un entretien régulier permet de préserver les performances de l'unit, de limiter les dépôts dans les circuits et de réduire les risques de panne.

1. CIRCUIT D'EAU CONSIGNES ESSENTIELLES

Utiliser uniquement de l'eau déminéralisée.

- Ne pas utiliser d'eau du robinet.
- Ne pas remplir inutilement la réserve : mettre seulement le volume nécessaire.
- **Renouveler l'eau 2 à 3 fois par semaine.**

Cette précaution limite la stagnation et le développement de micro-organismes / microalgues, favorisé par la chaleur et la lumière.

2. PURGE RÉGULIÈRE DU CIRCUIT D'EAU

- En début de journée : faire circuler l'eau dans chaque cordon pendant quelques secondes.
- En fin de journée : effectuer une nouvelle purge des circuits.
- Après une période sans utilisation : effectuer une purge prolongée avant le premier patient.

3. INSTRUMENTS ROTATIFS

Adapter la vitesse de rotation au diamètre et au type de fraise utilisée.

- Plus le diamètre de la fraise est important, plus la vitesse maximale doit être réduite.
- Respecter la vitesse maximale indiquée par le fabricant de la fraise.
- Remplacer toute fraise usée, déformée ou provoquant des vibrations anormales.

4. SÉCURITÉ - COUPER L'ALIMENTATION

Quand personne n'est présent, éteindre l'unit et couper son alimentation électrique.

Ne pas laisser l'appareil alimenté la nuit, le week-end ou pendant une période de fermeture.

Cette précaution limite les risques en cas de fuite, rupture de tuyau, échauffement ou défaut électrique.

07 82 46 53 19
@ vtdhalbot@gmail.com
© VTD SAS
www.vtd-pedicurie-podologie.fr