FICHE D'ENTRETIEN

AquaClean / AquaCyclone ®

Easy SAV

VTD
Matériel pédicurie podologie

1. POURQUOI DÉSINFECTER LE CIRCUIT ?

- Les soins produisent des poussieres fines, squames, fragments d'ongles et autres résidus qui circulent dans les tuyaux d'aspiration.
- Associés a l'humidité, ces dépots peuvent favoriser le developpement de micro-organismes et de biofilm si le circuit n'est pas entretenu.
- L'AquaClean évite le stockage prolonge des poussières dans un sac : les résidus sont captés dans l'eau, puis evacués lors de la vidange et du nettoyage.

2. PRODUIT RECOMMANDÉ POUR LE CIRCUIT

ANIOS - DENTASEPT Aspiration AF+

Détergent desinfectant non moussant conçuu pour les circuits d'aspiration dentaires. Dilution habituelle : 2 % (20 ml par litre d'eau). Temps de contact courant : minimum 15 minutes. Toujours respecter l'étiquette et la notice en vigueur du fabricant.

3. PROTOCOLE DE NETTOYAGE / DÉSINFECTION

① **Vider et rincer le réservoir**
Éliminer l'eau chargée de poussières et rincer le réservoir avant la désinfection.

② **Préparer la solution**
Préparer la quantité nécessaire de DENTASEPT Aspiration AF+ à 2 %, selon les instructions ANIOS.

③ **Faire aspirer la solution**
Mettre l'aspiration en marche et faire aspirer progressivement la solution afin qu'elle circule dans le tuyau, les conduits internes et le séparateur / cyclone.

④ **Respecter le temps de contact**
Arrêter l'aspiration et laisser agir au minimum 15 minutes, ou selon le temps indiqué sur la notice du produit.

⑤ **Rincer**
Remettre l'aspiration en marche et faire aspirer de l'eau propre afin d'évacuer les résidus de produit. Le protocole ANIOS prévoit au minimum 1 litre d'eau pour le rinçage du système.

⑥ **Sécher le circuit**
Après rinçage, laisser fonctionner l'aspiration à vide pendant quelques minutes, sans aspirer d'eau, afin d'évacuer l'humidité résiduelle et de favoriser le séchage des tuyaux.

4. CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Ne jamais laisser durablement de l'eau salée et des residus stagner dans le réservoir.

- Ne pas utiliser de produit moussant, corrosif ou non compatible avec un circuit d'aspiration.
- Couper l'alimentation électrique avant demontage ou entretien du réservoir.
- **DÉBRANCHER ÉLECTRIQUEMENT L'AQUACLEAN QUAND LE CABINET EST INOCCUPÉ : nuit, week-end, congés ou toute absence prolongée.**
- En cas de baisse d'aspiration, fuite, bruit ou odeur anormale : arrêter l'appareil et contacter le SAV VTD.

07 82 46 53 19
@ vtdhalbot@gmail.com
© VTD SAS
www.vtd-pedicurie-podologie.fr