FICHE D'ENTRETIEN

Fauteuils patients - Sièges praticiens

Easy SAV

VTD
Matériel pédicurie podologie

Un entretien régulier préserve l'hygiène, le confort, la stabilité et la durée de vie des fauteuils patients et des sièges praticiens.

1. NETTOYAGE DES REVÊTEMENTS

- Nettoyer régulièrement l'assise, le dossier, la têtière, les accoudoirs et les repose-jambes avec un chiffon doux.
- Utiliser un détergent / désinfectant compatible avec le revêtement. Éviter les solvants, les produits abrasifs, l'eau de Javel concentrée et l'alcool fortement concentré, sauf validation du fabricant.
- Ne pas pulvériser directement le produit sur les commandes, moteurs, boîtiers ou articulations : appliquer le produit sur le chiffon.
- Ne pas laisser de liquide stagner dans les coutures, raccords, boutons ou zones mécaniques.

2. CONTRÔLES MÉCANIQUES RÉGULIERS

- Vérifier la stabilité du fauteuil ou du siège et l'absence de jeu anormal.
- Contrôler le serrage visible des vis, fixations, accoudoirs, repose-jambes, tetière et éléments réglables.
- Vérifier le bon fonctionnement des roulettes, freins et systêmes de blocage.
- Contrôler les mouvements de rotation, inclinaison et réglage en hauteur : ils doivent rester fluides et sans bruit anormal.
- Ne pas lubrifier les vérins électriques ou à gaz sauf indication expresse du fabricant.

3. FAUTEUIL PATIENT ÉLECTRIQUE

- Vérifier régulièrement l'état du câble secteur, de la prise, des commandes et de la pédale.
- Ne jamais coincer un câble sous la base, une roulette ou une partie mobile du fauteuil.
- Avant tout nettoyage approfondi, intervention ou contrôle sous le fauteuil : couper l'alimentation et débrancher la prise secteur.
- Ne jamais forcer un mouvement si le fauteuil rencontre un obstacle.
- En cas de bruit, d'à-coup, de fuite, d'échauffement, d'odeur anormale ou de mouvement irrégulier : arrêter le fauteuil et contacter le SAV VTD.

4. SIÈGE PRATICIEN

- Nettoyer le revêtement et la base sans détremper les mousses ou les mécanismes.
- Vérifier le bon fonctionnement du vérin à gaz, du réglage de hauteur, du dossier et des roulettes.
- Remplacer toute roulette endommagée ou présentant un blocage.
- Ne jamais démonter, percer ou chauffer un vérin à gaz.

5. CONSIGNE DE SÉCURITÉ IMPORTANTE

DÉBRANCHER ÉLECTRIQUEMENT LE FAUTEUIL PATIENT QUAND LE CABINET EST INOCCUPÉ : nuit, week-end, congés ou toute absence prolongée.

Cette précaution permet d'éviter qu'un équipement reste inutilement sous tension en dehors des heures de présence.

NETTOYER – CONTRÔLER – SÉCURISER – DÉBRANCHER HORS PRÉSENCE

En cas d'anomalie ou de doute : ne pas utiliser l'équipement et contacter le SAV VTD.

07 82 46 53 19
@ vtdhalbot@gmail.com
© VTD SAS
www.vtd-pedicurie-podologie.fr